

FlexLock Rack mit 2 Deckeln

24 x 1.5/2.0 ml, 16 x 0.5 ml, 60 x 0.2 ml
LxBxH= 130 x 54 x 35 mm (1 Rack ohne Deckel)



Packung à 4 Stück

Artikel-Nr.: 730050 | Biozym

46,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: mehrfarbig

Gefäßgröße: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 16, 24, 60

Verpackung: Packung à 4 Stück