

## Ignaz, 100er-Objektträger-Box, violett

Scharnierklappdeckel  
für Kältelagerung bis - 80°C geeignet



Packung à 6 Stück

Artikel-Nr.: 733040 | Biozym

**175,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Applikation:** Kältelagerung

**Farbe:** violett

**Stellplätze:** 100

**Verpackung:** Packung à 6 Stück

#### Ignaz Objektträgerbox 100 Slides

Schutz für Objektträger auch in sehr kalter Umgebung bis -80°C. Die Boxen sind aufgrund der eingesetzten Materialien (Polycarbonat, rostfreier Stahl, Schaumstoff) kältresistent bis minus 196°C.

Bis zu 100 Objektträger können von Ignaz aufgenommen werden, wobei die speziell geformten Aufnahmen einen Kontakt der jeweiligen Objektträger miteinander verhindern.

Die Aufnahmen, die Innenaufgabe sowie die Einlage in der Deckelunterseite sind zur zweifelsfreien Identifizierung der Objektträger nummeriert.

- Außenfarbe: Violett
- 100 Steckplätze für 3 x 1" und 75 x 25 mm Objektträger
- Scharnierklappdeckel
- Rostfreier Stahl (Verschluss)
- Material Box: Polycarbonat
- Material Innenaufgabe: weicher, kälteresistenter Schaumstoff
- Nummerierung der einzelnen Aufnahmen
- Nummerierung der Innenaufgabe
- Nummerierte Einlage in der Deckelunterseite
- Temperaturbereich von -196°C bis +121°C
- Autoklavierbar bis +121°C
- Maße: L x B x H = 208 x 175 x 34 mm