

Ignaz, 100er-Objekträger-Box, violett

Scharnierklappdeckel
für Kältelagerung bis - 80°C geeignet



Packung à 6 Stück

Artikel-Nr.: 733040 | Biozym

178,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Kältelagerung

Farbe: violett

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 6 Stück

Ignaz Objekträgerbox 100 Slides

Schutz für Objekträger auch in sehr kalter Umgebung bis -80°C. Die Boxen sind aufgrund der eingesetzten Materialien (Polycarbonat, rostfreier Stahl, Schaumstoff) kältresistent bis minus 196°C.

Bis zu 100 Objekträger können von Ignaz aufgenommen werden, wobei die speziell geformten Aufnahmen einen Kontakt der jeweiligen Objekträger miteinander verhindern.

Die Aufnahmen, die Innenauflage sowie die Einlage in der Deckelunterseite sind zur zweifelsfreien Identifizierung der Objekträger nummeriert.

- Außenfarbe: Violett
- 100 Steckplätze für 3 x 1" und 75 x 25 mm Objekträger
- Scharnierklappdeckel
- Rostfreier Stahl (Verschluss)
- Material Box: Polycarbonat
- Material Innenauflage: weicher, kälteresistenter Schaumstoff
- Nummerierung der einzelnen Aufnahmen
- Nummerierung der Innenauflage
- Nummerierte Einlage in der Deckelunterseite
- Temperaturbereich von -196°C bis +121°C
- Autoklavierbar bis +121°C
- Maße: L x B x H = 208 x 175 x 34 mm