

PocketBloc Heiz-/Kühl (Basis) + 1 Block nach Wahl

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die
Zusatzbemerkung für die Auswahl.



1 Set

Artikel-Nr.: A551002 | [Aktion](#)

625,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Kühlfunktion, Wechselblock

Format: Basiseinheit

Kapazität: Mikrotiterplatte, Tubes

Kategorie: Heiz-/Kühlblock

Verpackung: 1 Set

Die Vorteile:

- Modulares Wechselblockdesign
- 3 Basiseinheiten, 8 Blocktypen
- Temperatur- und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz, kalibrierfähig
- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display

Technische Spezifikationen:

- Temperaturkontrollbereich: 0 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h
- Genauigkeit: < ±0,5 °C
- Blockhomogenität: < ±0,5 °C
- Speicherplätze: 5 Speicherplätze Temperatur und Zeit; über Programmfunktion nacheinander ablauffähig
- Heizung: Peltierelement
- Kühlung: Peltierelement
- Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Stromversorgung: 230 V, 85 W
- Kalibrierfähig: ja