

PocketBloc Thermomixer (Basis) + 1 Block nach Wahl

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die
Zusatzbemerkung für die Auswahl.



1 Set

Artikel-Nr.: A551003 | **Aktion**

1.135,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Kühlfunktion, Mixing, Wechselblock

Format: Basiseinheit

Kapazität: Mikrotiterplatten, Tubes

Kategorie: Thermomixer

Verpackung: 1 Set

Die Vorteile:

- Modulares Wechselblockdesign
- 3 Basiseinheiten, 8 Blocktypen
- Temperatur- und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz, kalibrierfähig
- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display

Technische Spezifikationen:

- Temperaturkontrollbereich: RT minus 14 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h 59 min
- Genauigkeit: < ±0,5 °C (bis 60 °C), < ±1 °C (über 60 °C)
- Blockhomogenität: ±0,5 °C (bis 60 °C), < ±1 °C (über 60 °C)
- Speicherplätze: 1 Speicherplatz
- Heizung: Peltierelement
- Kühlung: Peltierelement
- Abmessungen: 295 x 265 x 170 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- Stromversorgung: 230 V, 125 W
- Kalibrierfähig: ja