

## Ivana Ice Container, rund, schwarz, 4 Liter

mit Deckel, PU geschäumt, T= - 196° bis + 240°C

H = 181 mm, Durchmesser = 234 mm



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 733045 | Biozym

**173,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Deckel:** ja

**Form:** rund

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

**Volumen:** 4 L

### Ivana Ice Container:

- Volumen = 4 Liter
- H = 181 mm, Durchmesser 234 mm
- Geschäumtes Polyurethan
- Schmelzpunkt 240 °C
- Temperaturbereich von - 196 °C bis + 240 °C
- Verwendbar für Trockeneis, LN<sub>2</sub>, Wasser/Eis Salz Lösungen
- Einsatzbereiche: Mikrobiologie, Histologie, Chemie u.v.m.
- Lange Haltbarkeit, stabiles Material
- Großzügig dimensionierte Handgriffe
- Hervorragende Isolierungseigenschaften
- Mit Deckel
- Eingelassener Deckelknopf zur optimalen Deckelentfernung
- Bequemes Aufstecken des Deckels
- Dichtigkeitsgeprüft
- Präzisionsausgießer
- Stapelbar durch konisches Design