

Iwan Ice Container, eckig, arktik blau, 4 Liter

mit Deckel, PU geschäumt, T= - 196° bis + 240°C

LxBxH = 381x254x182 mm



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 733047 | Biozym

179,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: ja

Form: rechteckig

Verpackung: Packung à 1 Stück

Volumen: 4 L

Iwan Ice Container:

- Volumen = 4 Liter
- L x B x H = 381 x 254 x 182 mm
- Geschäumtes Polyurethan
- Schmelzpunkt 240 °C
- Temperaturbereich von - 196 °C bis + 240 °C
- Verwendbar für Trockeneis, LN₂, Wasser/Eis Salz Lösungen
- Einsatzbereiche: Mikrobiologie, Histologie, Chemie u.v.m.
- Lange Haltbarkeit, stabiles Material
- Großzügig dimensionierte Handgriffe
- Hervorragende Isolierungseigenschaften
- Mit Deckel
- Eingelassener Deckelknopf zur optimalen Deckelentfernung
- Bequemes Aufstecken des Deckels
- Dichtigkeitsgeprüft
- Präzisionsausgießer
- Stapelbar durch konisches Design