

Ivar Ice Container, eckig, smaragdfarben, 1 Liter

mit Deckel, PU geschäumt, T= - 196° bis + 240°C

LxBxH = 267x196x114 mm



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 733048 | Biozym

132,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: ja

Form: rechteckig

Verpackung: Packung à 1 Stück

Volumen: 1 L

Ivar Ice Container:

- Volumen = 1 Liter
- L x B x H = 267 x 195,5 x 114 mm
- Geschäumtes Polyurethan
- Schmelzpunkt 240 °C
- Temperaturbereich von - 196 °C bis + 240 °C
- Verwendbar für Trockeneis, LN₂, Wasser/Eis Salz Lösungen
- Einsatzbereiche: Mikrobiologie, Histologie, Chemie u.v.m.
- Lange Haltbarkeit, stabiles Material
- Großzügig dimensionierte Handgriffe
- Hervorragende Isolierungseigenschaften
- Mit Deckel
- Eingelassener Deckelknopf zur optimalen Deckelentfernung
- Bequemes Aufstecken des Deckels
- Dichtigkeitsgeprüft
- Präzisionsausgießer
- Stapelbar durch konisches Design