

DyLight 488 Donkey anti-rabbit IgG (min. x-rea...

Donkey Polyclonal Ig
Poly4064

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B406404 | **BioLegend** | Herstellernummer: 406404

63,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICC

Clone: Poly4064

Format: D488

Isotype: Donkey Polyclonal Ig

Species of Origin: Donkey

Verpackung: 100 µg

DyLight 488 Donkey anti-rabbit IgG (min. x-reactivity)

Clone: Poly4064

Isotype: Donkey Polyclonal Ig

Other_Names:

Size: 100 µg

Reactivity: Rabbit

Format: D488

App_Abbrev: ICC, FC

Species of Origin: Donkey

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5693>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>