

Purified anti-human CD162

Mouse IgG1, kappa
KPL-1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B328802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 328802

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Clone: KPL-1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD162

Clone: KPL-1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: PSGL-1, p-selectin glycoprotein ligand-1, SELPLG, Selectin P Ligand

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-P, IHC-F, IP, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4508>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>