

FITC anti-human CD1b

Mouse IgG1, kappa
SN13 (K5-1B8)

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B329106 | **BioLegend** | Herstellernummer: 329106

138,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SN13 (K5-1B8)

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD1b

Clone: SN13 (K5-1B8)

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: R1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4461>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>