

PE anti-human CD169 (Sialoadhesin, Siglec-1)

Mouse IgG1, kappa
7-239

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B346004 | BioLegend | Herstellernummer: 346004

225,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 7-239

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD169 (Sialoadhesin, Siglec-1)

Clone: 7-239

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Sialic acid binding Ig-like lectin 1 (Siglec-1)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6290>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>