

Probenröhrchen 2.0 ml, inkl. Schraubverschluss

freistehend, für Zelmühlen
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 200 Stück

Artikel-Nr.: 710768 | Biozym

96,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Form: freistehend

Kategorie: Probenröhrchen für Zelmühlen

Verpackung: Packung à 200 Stück

Volumen: 2.0 ml

- Besonders robuste Probenröhrchen aus proprietärem Kunststoffgranulat mit Schraubverschluss für Zelmühlen-Applikationen
- Ultra-reines medical grade Polypropylen
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Autoklavierbar