

Purified anti-beta-actin

Mouse IgG2b, kappa
2F1-1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B643802 | BioLegend | Herstellernummer: 643802

184,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB

Clone: 2F1-1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-beta-actin

Clone: 2F1-1

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Actin, cytoplasmic 1

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5714>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>