

PCR KOMBI 12er-SoftStrips, 0.2 ml, farblos

aus Art. 711060+711070, High Profile Tubes

Domed Caps, DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 16 SoftStrips/CapStrips

Artikel-Nr.: 711067 | Biozym

106,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 12er-Deckelstreifen, 12er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 5 Beutel à 16 SoftStrips/CapStrips

Volumen: 0.2 ml