

## EasyPhor Screen 16 Gelelektrophorese Kammer

26x16 cm, inkl. 6 Kämme, 28 Zähne, 1 mm Stärke  
inkl. EasyPhor Screen PhorCaster



1 Stück

Artikel-Nr.: 615354 | Biozym

**1.138,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Gelkammer mit Komplettzubehör

**Format:** 26 x 16 cm

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** EasyPhor H

**Produkttyp:** Screen System

**Verpackung:** 1 Stück

### EasyPhor Screen 16 System - Elektrophoresekammer inkl. UV-durchlässigem Gelträger

#### Die Daten:

- Gelträgerformate: 26 x 16 cm
- Mit 6 Kämme für 28 Proben (Mehrkanal-Pipetten geeignet)
- Inkl. Flexicaster System zum einfachen Gießen von Gelen außerhalb der Kammer (auch für fast alle anderen EasyPhor Gelträger Formate geeignet)
- Uniformes und exaktes Laufverhalten
- Anschlüsse für Puffer-Umwälzung vorhanden
- Säureresistente und hochbeständige Platinelektroden in modularer Bauweise
- Diverses optionales Zubehör wie Gelschaufel, Beladungshilfen, Kühl- und Puffersparblöcke

#### Technische Spezifikationen:

- Gel Größe (B x L): 26 x 16 cm
- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 50 x 28 x 9 cm
- Maximale Probenkapazität:
  - 26 x 16 cm Tray mit 336 Proben
- Puffervolumen: ca. 1400 ml

#### Lieferbare Kammvarianten:

- Anzahl der Proben: 28MC, 56MC (Mehrkanal-Pipetten kompatibel)
- Kammstärken: 0,75 mm (schwarz); 1 mm (weiß); 1,5 mm (rot); 2 mm (blau)