

EasyPhor Screen Kamm, 28 Zähne, MC

0.75 mm Stärke

Volumen je Tasche: 25 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615371 | Biozym

83,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Anzahl Zähne: 28

Eigenschaften: Kamm, Mehrkanalpipetten kompatibel

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 0.75 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Screen Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Lieferbare Kammvarianten:

- Anzahl der Proben: 28MC, 56MC (Mehrkanal-Pipetten kompatibel)
- Kammstärken: 0,75 mm (schwarz); 1 mm (weiß); 1,5 mm (rot); 2 mm (blau)