

EasyPhor Screen PhorCaster

zum Gießen von 7, 10, 15, 16, 20, 24 und 32 cm
langen Gelen



1 Stück

Artikel-Nr.: 615368 | Biozym

320,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Gelgießstand

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Screen Zubehör

Verpackung: 1 Stück

EasyPhor Screen PhorCaster

Die Vorteile:

- Kann mit fast allen horizontalen Gelträgern der EasyPhor Systeme verwendet werden.
- Beim Gießen wird ein Ende des Geltägers in Position gegen die feste Rückwand gedrückt, während am anderen Ende ein beweglicher Damm mit Gummieinsatz eingerastet wird und so ein auslaufsicheres Gießen erlaubt.
- Auch frisch aufgekochte Agarose (bis 80°C) kann problemlos gegossen werden.

Passend für:

- Je 3 Gelträger der Maße 7x7 cm oder 7x10 cm
- Je 2 Gelträger der Maße 10x7, 10x10, 15x7, 15x10 oder 15x15 cm
- Je 1 Gelträger der Maße 15x20, 15x25, 20x10, 20x15, 20x20, 20x25, 26x16, 26x24 oder 26x32 cm