

Filterspitzen Sartorius 300 µl, steril

Länge Spitze = 52.5 mm

SafetySpace, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674039 | Sartorius

182,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück