

Abroll-Box, ABS, farblich gemischt

u.a. geeignet für Parafilm, Dura Seal, Tough Tags

HxTxB (mm) = 156 x 171 x 120



Packung à 3 Stück

Artikel-Nr.: 743300 | Biozym

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 3 Stück

Lagern, Abrollen und Schneiden von Parafilm, Labeln und Tough-Tags

- Aus ABS-Kunststoff
- Abmessungen 156 x 171 x 120 mm (H x T x B)