

Parafilm M, Rolle 50 mm x 75 m

2 IN. X 250 FT, PM-992



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743310 | Biozym

37,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Verpackung: Packung à 1 Stück

Mit der Parafilm Verschlussfolie lassen sich Laborverbrauchsmaterial und Gefäße absolut dicht verschließen. Das Material lässt sich bis zu 200% dehnen und passt sich unregelmäßigen Formen und Oberflächen an.

- Bis zu 48 Stunden beständig gegen Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen
- Wasserundurchlässig, gasdurchlässig, geruch- und geschmacklos
- Dauergebrauchstemperatur: - 45° bis + 50° C