

## Parafilm M, Rolle 100 mm x 75 m

4 IN. X 250 FT, PM-999



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743312 | Biozym

**54,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

Mit der Parafilm Verschlussfolie lassen sich Laborverbrauchsmaterial und Gefäße absolut dicht verschließen. Das Material lässt sich bis zu 200% dehnen und passt sich unregelmäßigen Formen und Oberflächen an.

- Bis zu 48 Stunden beständig gegen Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen
- Wasserundurchlässig, gasdurchlässig, geruch- und geschmacklos
- Dauergebrauchstemperatur: - 45° bis + 50° C