

PCR TW Tube, 0.2 ml, frosted

Flat Optical Cap, High Profile, extra stark
DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 712020 | Biozym

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: frosted

Kategorie: Einzelgefäße

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.2 ml