

## PE anti-human CD325 (N-Cadherin)

Mouse IgG1, kappa  
8C11

**BioLegend**  
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B350805 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 350805

**219,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** 8C11

**Format:** PE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD325 (N-Cadherin)

Clone: 8C11

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Cadherin-2, Neural cadherin

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6982>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>