

Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Latex 300 DI

Größe 5.5, puderfrei
Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Polybags à 20 Paare

Artikel-Nr.: 743200 | SHIELD | Herstellernummer: 695551

Preis auf Anfrage

Beschreibung

AQL: 0.65

Einsatzbereich: Reinraum - DI

Größe: XXS/5.5

Handschuhdesign: einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen

Länge: 300 mm

Material: Latex

Produktlinie: SHIELDskin XTREME

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Polybags à 20 Paare

Zertifikate: ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 2 Virus

SHIELDskin Xtreme Steril Latex 300 DI

Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier Naturlatexhandschuh
- Handspezifisch
- 300 mm / 0.14 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 1.5 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht
- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 2500 pro cm² > 0.5 µm
- Gefahr Typ I Proteinallergie und Typ IV Chemikalienallergie reduziert