


PCR 0.1 ml 4-Tube & 4-Cap Strips
für Qiagen/Corbett Rotor-Gene (TM)
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel

Artikel-Nr.: 711200 | Biozym

91,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: Einzelgefäße, Rotorgene

Produktlinie: Classic Line

Verpackung: 1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel

Volumen: 0.1 ml