

Brilliant Violet 421 anti-mouse/human CD11b

Rat IgG2b, kappa
M1/70

BioLegend
From Revvity



125 µL

Artikel-Nr.: B101235 | **BioLegend** | Herstellernummer: 101235

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: M1/70
Format: BV421
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 125 µL

Brilliant Violet 421 anti-mouse/human CD11b

Clone: M1/70
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: alphaM integrin, Mac-1, Mo1, CR3, Ly-40, C3bIR, ITGAM
Size: 125 µL

Reactivity: Mouse, Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: BV421
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7163>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>