

ZTS-S2-80 Single Tube 2D Barcode Scanner

DataPaq(TM) Single Tube Scanner Mark2
mit -80°C Cryoschutz



1 Stück

Artikel-Nr.: 601073 | Ziath

851,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Cryoprotection: Mit Cryoprotection

Lesbare Rack Formate: Einzelgefäße mit 2D Barcode

Produkttyp: Einzeltube 2D Code Scanner

Technologie: Kamera Scanner

Verpackung: 1 Stück