

Handschuhboxständer, Acryl

für 1 Handschuhbox

141 x 265 x 110 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743330 | Biozym

73,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

- Schaffen Sie Platz auf dem Arbeitstisch, indem Sie die Halter an der Wand befestigen, um die Handschuhe einfach auszugeben
- Universell passend für die meisten Handschuhkästen der großen Hersteller inklusive Befestigungsschrauben
- Enthält eine Polyesterschaumeinlage, die eine Reihe von Handschuhkartongrößen sicher hält - die Passform gewährleistet eine einfache Entnahme der Handschuhe aus dem Karton
- Material: Acryl
- Farbe: Klar