

## Handschuhboxständer, Acryl

für 2 Handschuhboxen

295 x 265 x 110 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 743331 | Biozym

**118,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

## Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

- Schaffen Sie Platz auf dem Arbeitstisch, indem Sie die Halter an der Wand befestigen, um die Handschuhe einfach auszugeben
- Universell passend für die meisten Handschuhkästen der großen Hersteller inklusive Befestigungsschrauben
- Enthält eine Polyesterschaumeinlage, die eine Reihe von Handschuhkartongrößen sicher hält - die Passform gewährleistet eine einfache Entnahme der Handschuhe aus dem Karton
- Material: Acryl
- Farbe: Klar