


PCR 0.1 ml TW 4er Tube/Cap-Strip

für Rotor-Gene(r) Systeme

inkl. einzeln anhängendem Flachdeckel



1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel

Artikel-Nr.: 712500 | Biozym

98,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: transparent

Kategorie: Rotorgene

Produktlinie: Premium Line

Verpackung: 1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel

Volumen: 0.1 ml