

ZTS-A6-80 Single Rack 2D Barcode Scanner

DataPaq High Speed Single Rack Scanner
mit -80°C Cryoschutz, 145 x 234 x 41 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 601003 | Ziath

6.022,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Cryoprotection: Mit Cryoprotection

Lesbare Rack Formate: Racks im SBS Format

Produkttyp: 2D Barcode Rackscanner

Technologie: Scanner

Verpackung: 1 Stück