

Schraubverschluss Reaktionsgefäß 5.0 ml, amber

ohne Deckel, Außengewinde, LxD: 62.5 x 16 mm

DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



Packung à 2 x 100 Stück

Artikel-Nr.: 710461 | Biozym

36,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Eigenschaften: Lichtschutz

Farbe: amber

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Packung à 2 x 100 Stück

Volumen: 5.0 ml

Die in der Vergangenheit dafür häufig verwendeten 15 ml Röhrchen sind wesentlich weniger praktikabel und anfälliger gegenüber Kontaminationen:

15 ml Röhrchen weisen eine Länge von ca. 120 mm auf, unsere 5 ml Schraubverschluss Gefäße dagegen nur eine Länge von 59 mm. Hierdurch wird die Kontaminationsgefahr für Pipettenschäfte signifikant reduziert, wenn diese mit einer 1 ml oder 5 ml Pipettenspitze genutzt werden.

Der 16 mm Durchmesser der 5 ml Gefäße entspricht dem der 15 ml Röhrchen, so dass diese kompatibel mit Zentrifugenrotoren für 15 ml Röhrchen sind.

Eigenschaften und Vorteile:

- DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei
- Gefäße aus ausnahmslos hochwertigem, klarem Polypropylen ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmacher, Wachsen und Bioziden
- Mit seitlichem Schriftfeld
- Glatter Gefäßboden schützt Finger vor Verletzungen
- 0.5 ml Graduierungen zur visuellen Kontrolle von Probenmengen
- 90° Öffnungswinkel von Deckeln mit Loop vereinfacht die Arbeit mit nebeneinander aufgestellten Gefäßen
- Einfache ¼ Drehung schließt oder öffnet bequem die Deckel (anhängend)
- Präzise gefertigte Deckel reduzieren Verdunstungsraten auf ein absolutes Minimum = hervorragende Eignung zur Langzeitlagerung
- Deckel in diversen Farben mit und ohne Befestigungsschlaufe erhältlich
- Optionale Integration von farbigen „Cap Inserts“ ermöglichen insgesamt 35 Deckel Farbvarianten
- Anstelle eines Cap Inserts kann ein 2D Barcode Insert gesteckt werden)
- Zentrifugierbar bis 25,000 x g

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Autoklavierbar (nur geöffnet) bei +121°C, 20 Minuten
- Einsetzbar von +121°C bis – 196°C (nur in Gasphase LN2)
- Vorsterilisierte Schraubverschluss Gefäße mit aufgesetzten Deckeln in klar und amber erhältlich