

Cleaning Buffer 50fach



Abbildung ähnlich

500 ml

Artikel-Nr.: 540205 | Precision

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Produkttyp: BlotCycler Zubehör

Verpackung: 500 ml

Cleaning Solution für den BlotCycler<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Biozym bietet eine Auswahl an verschiedenen Produkten für Western Blot Applikationen an, einige Standardprodukte, einige sehr innovative und einzigartige Produkte, die die Western-Blot Ergebnisse erheblich verbessern oder die Verfahren erheblich vereinfachen. Der BlotCycler ist ein Gerät, das die Wasch- und Inkubationsvorgänge mit flüssigen Lösungen automatisiert. Jeder der regelmäßig Blots erstellt hat schon über eine Automation nachgedacht, sei es wegen des Arbeitsaufwandes oder der Standardisierung der Abläufe.

Die Cleaning Solution ist eine proprietäre Mischung von Detergenzien in 50x Konzentration, also ausreichend für 25 l Waschlösung. Wichtig beim Umgang mit physiologischen Lösungen ist die Reinhaltung der Tanks und Schläuche. Mit der Cleaning Solution und dem Waschprogramm des BlotCyclers ist sichergestellt, dass Kontaminationen am Gerät ausgeschlossen werden. Neben der normalen Reinigung sind regelmäßige Spülprogramme wichtig um die guten Ergebnisse beim Blotten sicherzustellen.