

## WesternBright Chemilumineszenz Substrat für Film

und CCD Kamera Detektionssysteme  
Kit ausreichend für 200 cm<sup>2</sup> Membran



20 ml

Artikel-Nr.: 541003 | Advansta | Herstellernummer: K-12045-C20

**36,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Kategorie:** Chemilumineszenz Substrate  
**Quantifizierbarkeit:** gut (++)  
**Sensitivität:** mittel (+)  
**Signal Stabilität:** mittel  
**Signalverringerng:** gering  
**Verpackung:** 20 ml