

Immunoblot Blocking Lösung AdvanBlock

Proteinfreie Blocking Lösung (5x Konzentrat)

für Fluoreszenz Immunoblots



200 ml

Artikel-Nr.: 541034 | Advansta | Herstellernummer: R-03023-D20

185,85 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: für Fluoreszenz-Immunoblots (5X)

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Blocking Puffer

Verpackung: 200 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com