

## Nicht reduzierender Protein Ladepuffer (2x)

Laemmli Ladepuffer, gebrauchsfertig



1 ml

Artikel-Nr.: 541100 | Advansta | Herstellernummer: R-03018-B10

**17,55 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Eigenschaften:** Laemmli Ladepuffer (2X) nicht reduzierend

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** Ladepuffer Protein Gele

**Verpackung:** 1 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)