

PE anti-human CD73 (Ecto-5'-nucleotidase)

Mouse IgG1, kappa
AD2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B344004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 344004

170,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: AD2

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD73 (Ecto-5'-nucleotidase)

Clone: AD2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Ecto-5'-nucleotidase, E.C3.1.3.5, L-VAP-2, NT5E, 5'-NT

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6092>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>