

PCR 8er-SoftStrips, 0.2 ml, farblich gemischt

High Profile, anhängender 8er-CapStrip, flach
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Artikel-Nr.: 711118 | Biozym

91,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: gemischt

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Volumen: 0.2 ml