

X-TRACTA Generation II

Größe: 7 mm x 2 mm



100 Stück

Artikel-Nr.: 611004 | Biozym

69,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Eigenschaften: manuell
Format: 7 x 2 mm
Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese
Produktlinie: X-TRACTA
Produkttyp: Gelbandenausstanzer
Verpackung: 100 Stück

Die Vorteile:

- Verringerung der UV-Exposition durch schnelle Extraktion der Banden
- Kein lästiges, umständliches Werkeln mit Skalpell und Pinzette, d.h. Vermeidung von Kratzern auf dem Transilluminator
- Weniger Kreuzkontaminationen

So einfach geht's:

- X-TRACTA über der auszuscheidenden Bande positionieren
- Senkrecht in das Gel drücken
- Mit leichten Bewegungen herauslösen und anheben
- Auswerfen der Probe in ein Probengefäß