

APC anti-mouse DC Marker (33D1)

Rat IgG2b, kappa
33D1

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B124913 | **BioLegend** | Herstellernummer: 124913

68,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 33D1

Format: APC

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse DC Marker (33D1)

Clone: 33D1

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: Dendritic Cell Marker, 33D1, DCIR2 (dendritic cell inhibitory receptor 2)

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5366>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>