

Purified anti-mouse IL-12 (p70)

Rat IgG2a, kappa
C18.2

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B511802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 511802

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture
Clone: C18.2
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse IL-12 (p70)

Clone: C18.2
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Interleukin-12 p70, Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), Natural killer cell stimulatory factor (NKSF)
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4833>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>