

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG3, kappa
MG3-35

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B401320 | **BioLegend** | Herstellernummer: 401320

191,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MG3-35
Format: PE
Isotype: kappa, Mouse IgG3
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

PE Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG3-35
Isotype: Mouse IgG3, kappa
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7019>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>