

PE/Cyanine7 anti-human CD197 (CCR7)

Mouse IgG2a, kappa
G043H7

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B353226 | **BioLegend** | Herstellernummer: 353226

229,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: G043H7

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD197 (CCR7)

Clone: G043H7

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: BLR2, CDw197, EBI1, CMKBR7

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7694>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>