

PE anti-human CD88 (C5aR)

Mouse IgG2a, kappa
S5/1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B344304 | **BioLegend** | Herstellernummer: 344304

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S5/1

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD88 (C5aR)

Clone: S5/1

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: C5a ligand, C5a anaphylatoxin receptor, C5AR, C5R1, C5AR1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6162>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>