


PCR 384-Well TW-MT-Platte, farblos, Laser marked

Universalplatte, skirted, Barcoded
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 40 Stück

Artikel-Nr.: 712452 | Biozym

283,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24, P24

Eigenschaften: laser marked, mit Barcode, Universalplatte

Farbe: farblos

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 40 Stück