

## Vortexer mit variabler Drehzahl

inkl. Universalaufsatz für Tubes bis 30 mm  
Durchmesser



1 Stück

Artikel-Nr.: 556010 | Biozym

**159,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Drehzahl regelbar:** ja

**Farbe:** blau

**Kategorie:** Vortexer

**QuEChERS:** nein

**Verpackung:** 1 Stück

**Wechselbarer Aufsatz:** Wechselbar

- **Drehzahl:** 0 bis 2.500 rpm
- **Drehzahlanzeige:** Drehschalter
- **Netzspannung:** 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)
- **Schüttelhub:** 4 mm, orbital
- **Abmessungen:** 127 x 130 x 160 mm (B x T x H)