


nexttec Plasmid 1-Step DNA Isolation Kit (E. coli)

(10 nexttec Clean Columns)



10 Reaktionen

Artikel-Nr.: 393010N | nexttec

24,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: E.coli

Methode: Säule invers

Nukleinsäure: Plasmid DNA

Verpackung: 10 Reaktionen

Ausgangsmaterial: Low Copy sowie High Copy Plasmide (Größen bis 15 kb)

Ausbeute: bis zu 3 µg abhängig von der Kopienzahl

Volumen: üblicherweise 120 µl

Lysezeit: 9 min.

Nachfolgende Anwendungen: Restriktionsverdau, Subklonierung, Sequenzierung