


nexttec Plasmid 1-Step DNA Isolation Kit (E. coli)

(1 nexttec Clean Plate 96)



1 x 96 Reaktionen

Artikel-Nr.: 393091N | nexttec

226,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: E.coli

Methode: Säule invers

Nukleinsäure: Plasmid DNA

Verpackung: 1 x 96 Reaktionen

Ausgangsmaterial: Low Copy sowie High Copy Plasmide (Größen bis 15 kb)

Ausbeute: bis zu 3 µg abhängig von der Kopienzahl

Volumen: üblicherweise 120 µl

Lysezeit: 9 min.

Nachfolgende Anwendungen: Restriktionsverdau, Subklonierung, Sequenzierung