


nexttec 1-Step DNA Isolation Kit for Blood

(bis 200 µl), 10 nexttec Clean Columns



10 Reaktionen

Artikel-Nr.: 395010N | nexttec

24,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Blut

Methode: Säule invers

Nukleinsäure: genomische DNA

Verpackung: 10 Reaktionen

Dieses Kit ist zur DNA-Aufreinigung aus Blut (10 µl oder 200 µl) einsetzbar.

Ausgangsmaterial: frisches oder gefrorenes Blut (Heparin, EDTA)

Ausbeute: bis zu 10 µg abhängig vom Ausgangsmaterial / Menge

Lysezeit: 30 min bis 2 h

Nachfolgende Anwendungen: PCR, Realtime PCR, Genotyping